



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۱۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد ۵.۲۲۱



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۵.۶۳	۵.۹۷	۴.۸۸	-۰.۷۱	۵.۷%	جزئیات
۲	RBC	۴.۲۵	۴.۴۳	۳.۱	-۱.۳۲	۳.۹۸%	جزئیات
۳	Hb	۱۳۴	۱۳۲.۲۰	۲.۴۵	۰.۴۵	۱.۳۶%	جزئیات
۴	Hct	۳۸	۳۸.۲۸	۴.۷۹	-۰.۱۸	۰.۷۳%	جزئیات
۵	MCV	۸۹.۹	۸۶.۴۴	۳.۹۱	۱.۰۰	۴.۰۱%	جزئیات
۶	MCH	۳۱	۲۹.۸۳	۴.۲	۱.۳۱	۳.۹۴%	جزئیات
۷	MCHC	۳۵۰	۳۴۴.۶۳	۴.۸۲	۰.۳۹	۱.۵۶%	جزئیات
۸	Plts	۲۳۰	۲۱۸.۶۶	۶.۸۹	۰.۵۲	۵.۱۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول